

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cas9 Для Wb И Elisa - Cas9

Артикул: CM0013719

введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к CAS9 для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживают CAS9 из Staphylococcus aureus с прогнозируемой перекрестной реактивностью с белками человека и других видов. Рекомбинантный иммуноген. Подходит для исследований CRISPR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи pAb к CAS9
Примечания/Псевдоним	CAS9
Вид	Staphylococcus aureus
Идентификатор гена (человек)	CAS9
Идентификатор гена	901176
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-730 Streptococcus pyogenes M1 GAS CAS9 (NP_269215.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, другие (прогнозируется широкий спектр)
Транспортировка	Ледяной пакет