

Кроличье Поликлональное Антитело К CASC5 Для Wb, IHC-P, Ифа — Q8Ng31

Артикул: CM0017026



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CASC5/KNL1, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА. Обнаруживает белок человека и крысы, подходит для исследований кинетохор и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CASC5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105
Вид	Человек
ID гена (человек)	57082
ID гена	57082
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–300 человеческого CASC5 (NP_733468.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8NG31
Молекулярная масса белка	265 кДа
Доставка	Айс-пакет