

Поликлональное Антитело Кролика К Казеинкиназе 2 Бета (Csnk2B) - P67870

Артикул: CM0017743



введение

Поликлональное антитело к человеческому CSNK2B, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований сигналинга КК2 и инфекции ЭБВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к казеинкиназе 2 бета (CSNK2B)
Примечания/Алиасы	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Казеинкиназа 2 бета (CSNK2B)
Вид	Человек
ID гена (человек)	1460
ID гена	1460
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-215 человеческой казеинкиназы 2 бета (Казеинкиназа 2 бета (CSNK2B)) (NP_001311.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P67870
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет