

Поликлональное Кроличье Антитело К Каспазе-10 Для Wb, Elisa - Q92851

Артикул: CM0013231

введение

Кроличье pAb к каспазе-10 представляет собой видоспецифичное для человека поликлональное антитело, валидированное для WB и ELISA. Оно нацелено на инициаторную каспазу апоптоза массой 59 кДа и идеально подходит для исследований апоптоза и клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к каспазе-10
Примечания/синонимы	MCH4; ALPS2; FLICE2; FLICE-2; каспаза-10
Вид	Человек
GeneID (человек)	843
GeneID	843
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-521 человеческой каспазы-10 (NP_116759.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q92851
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом