

Кроличье Pab Против Caspase-8 - O89110

Артикул: CM0013917

введение

Поликлональное антитело кролика к Caspase-8, ключевому регулятору апоптоза, некроптоза и пироптоза. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA; реагирует с человеческим и мышиным белком. Идеально для исследований гибели клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против Caspase-8
Примечания/Альтернативные названия	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	841
GeneID	12370
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4-480 мышиного Caspase 8 (NP_033942.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O89110
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом