

Кроличий Поликлональный Антитело Против Cast Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P20810

Артикул: CM0030989

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CAST (Кальпастатин) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований ингибирования кальпаина, деградации мышц и протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против CAST
Примечания/Альтернативные названия	BS-17; PLACK; ST
Вид	Человек
GeneID (Человек)	831
GeneID	831
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20810
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом