

Поликлональные Антитела Кролика Против Castor1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q8Wtx7

Артикул: CM0019280



введение

Поликлональные антитела кролика против CASTOR1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий CASTOR1, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Цитозольный сенсор аргинина для исследований сигнализации mTORC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CASTOR1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GATSL3; CASTOR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	652968
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-329 человеческого CASTOR1 (NP_001032755.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WTX7
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом