

Катепсин G Кроличий Раb Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08311

Артикул: CM0028599



введение

Катепсин G Кроличий pAb валидирован для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеален для изучения функций сериновой протеазы при воспалении, иммунном ответе и антимикробной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Катепсин G Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	CG; CATG; Катепсин G
Вид	Человек
GeneID	1511
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-255 человеческого катепсина G (NP_001902.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08311
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом