


Поликлональное Антитело К Кавеолину-1 (Кролик) Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — Q03135

Артикул: CM0023732



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому кавеолину-1 (CAV1), валидированное для Вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции (IF-P), иммуногистохимии (ИНС-P) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований кавеол, клеточной сигнализации и мембранного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caveolin-1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	857
ID гена	857
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого кавеолина-1 (NP_001744.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИНС-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03135
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет