

## Поликлональное Антитело К Кавеолину-3 Кролика, P56539

Артикул: CM0016008

### введение

Поликлональное антитело к кавеолину-3 кролика для Вестерн-блота и ИФА, валидировано для человеческих, мышинных и крысиных образцов. Нацелено на кавеолин-3 — скэффолдинговый белок, специфичный для мышечной ткани, участвующий в репарации мембран и сигнальных путях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное антитело к кавеолину-3 кролика                                                                                |
| Обозначения / алиасы      | LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| ID гена                   | 859                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого кавеолина-3 (NP_001225.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | P56539                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 17 кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                            |