

Кроличья Поликлональное Антитело Против Cbr3 (Sdr21C2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - 075828

Артикул: CM0024769



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CBR3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий, мышинный и крысиный CBR3. Нацелено на карбонилредуктазу 3, участвующую в NADPH-зависимом восстановлении хинонов и противораковых препаратов. Идеально подходит для НИОКР в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBR3 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	874
ID гена	874
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118-277 человеческого CBR3 (NP_001227.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075828
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом