

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ccar2/Dbc1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

Артикул: CM0019490



введение

Поликлональные кроличьи антитела против CCAR2/DBC1 (p30 DBC) для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают белки человека, мыши и крысы. Исследуйте роль в апоптозе, регуляции транскрипции и циркадных ритмах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб против CCAR2/DBC1
Примечания/Псевдонимы	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; регулятор клеточного цикла и апоптоза 2; CCAR2/DBC1
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID, человек)	57805
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого CCAR2/DBC1 (NP_066997.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N163
Молекулярный вес белка	102 кДа/103 кДа
Доставка	Сумка со льдом