

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ccl21 Для Вб, Игк-П, Ифа - O00585

Артикул: CM0021734



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CCL21 (6Ckine/SLC), валидированы для ВБ, ИГК-П и ИФА. Идеально подходят для исследований хоминга лимфоцитов и хемокинов. Распознают полосу размером ~15 кДа. Реагируют с человеческим CCL21.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к CCL21
Примечания/Синонимы	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6Ckine, SCYA21, CCL21
Вид	Человек
GeneID	6366
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 24-134 человеческого CCL21 (NP_002980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00585
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет