

Кроличье Поликлональное Антитело К Ccl25 Для Wb, Elisa — O15444

Артикул: CM0019213

введение

Кроличье поликлональное антитело к CCL25 представляет собой поликлональное антитело, специфичное к человеческому CCL25, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения функций хемокина, экспрессируемого в тимусе, в развитии Т-клеток и воспалительных реакциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CCL25
Примечания/синонимы	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
Вид	Человек
GeneID (человек)	6370
GeneID	6370
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–150 человеческого CCL25 (NP_005615.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O15444
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом