

Кроличье Поликлональное Антитело К Ccl7 Для Wb И Elisa — P80098

Артикул: CM0022573



введение

Поликлональное кроличье антитело к CCL7, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с CCL7 человека и крысы — хемокином, участвующим в рекрутировании иммунных клеток и воспалении. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CCL7
Примечания/синонимы	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
Вид	Человек
GeneID (человек)	6354
GeneID	6354
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-99 CCL7 человека (NP_006264.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P80098
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом