

Кроличье Раb Против Ccr7 - P47774

Артикул: CM0030757

введение

Кроличье поликлональное антитело против CCR7 для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с CCR7 мыши и крысы. Подходит для исследования опосредованного хемокиновыми рецепторами трафика иммунных клеток и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CCR7
Примечания/Альтернативные названия	EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CKR-7
Вид	Мышь
GenelD (Человек)	1236
GenelD	12775
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 211-310 мышиного CCR7 (NP_031745.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P47774
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом