

Кроличье Поликлональное Антитело К Cd11b (Интегрин Альфа-М) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11215

Артикул: CM0019092



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CD11b (Интегрин альфа-М), валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Подходит для исследований адгезии иммунных клеток, комплемент-рецепторов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11b Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3684
ID гена	3684
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CD11b (NP_000623.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом