

Кроличий Моноклональное Антитело Polymab® Против Cd11b Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215 / P05555

Артикул: CM0009373



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD11b (интегрин альфа-M, MAC-1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований врожденного иммунитета, клеточной адгезии и функций лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD11b Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3684
ID гена	3684/16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого CD11b (NP_000623.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11215/P05555
Молекулярный вес белка	127кДа
Доставка	Сумка со льдом