

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd138 - P18827

Артикул: CM0008227



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD138 для ИГХ-П, проточной цитометрии (FC) и ИФА (ELISA). Распознает CD138/синдекан-1 человека и яванской макаки. Идеально подходит для исследований плазматических клеток и разработки диагностических систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD138
Примечания/Синонимы	SDC; CD138; SYND1; синдекан
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6382
Идентификатор гена	6382
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-251 CD138 человека (NP_002988.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом