


Кроличье Поликлональное Антитело К Cd14 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P08571

Артикул: CM0028420



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD14, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Определяет CD14 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований врожденного иммунитета и передачи сигналов LPS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD14
Примечания/Альтернативные названия	CD14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	929
GeneID	929
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-330 человеческого CD14 (NP_000582.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом