


Кроличья Поликлональная Антитело К Cd146/Mcam Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P43121

Артикул: CM0021970



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому CD146/MCAM, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает MCAM человека и крысы, идеально подходит для исследований клеточной адгезии, метастаза рака и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD146/MCAM
Примечания/Альтернативные названия	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MeICAM
Вид	Человек
GeneID	4162
Иммуноген	Рекомбинантный белок слитый, содержащий последовательность аминокислот 447-646 человеческого CD146/MCAM (NP_006491.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P43121
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодовой пакет