

Кроличья Поликлональная Антитело К Cd160 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95971

Артикул: CM0028577



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD160, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования рецепторов иммунных клеток и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD160 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NK1, BY55, NK28, CD160
Вид	Человек
ID гена (человек)	11126
ID гена	11126
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-181 человеческого CD160 (NP_008984.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95971
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодильник