

Кроличье Mab Против Cd172A/Sirpα Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P78324

Артикул: CM0005496



введение

Кроличье моноклональное антитело против CD172a/SIRPα (P78324), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Высокоспецифичное моноклональное антитело для исследования сигнального регуляторного белка альфа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CD172a/SIRPα
Примечания/Альтернативные названия	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Вид	Человек
ID гена	140885
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 395-495 белка CD172a/SIRPα человека (P78324).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78324
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом