

Кроличыи Rab K Cd18 - P05107

Артикул: CM0024283



введение

Поликлональные антитела кролика к CD18 детектируют человеческий Интегрин бета-2 (ITGB2, LFA-1, MAC-1) и перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Валидированы для Вестерн блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Идеальны для исследований адгезии лейкоцитов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи rAb к CD18
Примечания/Альтернативные названия	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3689
GeneID	3689
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-125 CD18 (NP_000202.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05107
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом