

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd19 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P15391

Артикул: CM0003393



введение

Кроличья моноклональная антитело к CD19, валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с CD19 человека и циномолгуса (макака-крабоеда), корецептором В-клеток, участвующим в сигнализации через BCR. Идеально подходит для исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к CD19
Примечания/синонимы	B4; CVID3; CD19
Вид	Человек
ID гена	930
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 457-556 человеческого CD19 (NP_001761.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус (макака-крабоед)
SWISS	P15391
Молекулярная масса белка	61кДа
Доставка	Холодильный пакет