


Кроличья Рab К Cd1B Для Wb, Elisa - P29016

Артикул: CM0030016



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого CD1B, поверхностного гликопротеина Т-клеток, представляющего липидные антигены NKT-клеткам. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано с использованием рекомбинантного иммуногена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к CD1B
Примечания/Псевдоним	R1; CD1; CD1A; CD1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	910
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-303 человеческого CD1B (NP_001755.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29016
Молекулярная масса белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом