

Кроличья Поликлональная Антитело К Cd2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P06729

Артикул: CM0029236



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому CD2 (T11, LFA-2). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для изучения адгезии Т-клеток, активации лимфоцитов и путей клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	T11; SRBC; LFA-2; CD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	914
GeneID	914
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 235-351 человеческого CD2 (NP_001758.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом