

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cd200 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P41217

Артикул: CM0026524

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела (pAb) к CD200 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий CD200 (мембранный гликопротеин OX-2; SWISS: P41217), перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Подходят для исследования костимуляции Т-клеток и регуляции миелоидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CD200
Примечания/Альтернативные названия	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Вид (мишень)	Человек
ID гена (Человек)	4345
ID гена	4345
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-240 человеческого CD200 (NP_005935.4)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P41217
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом