

Cd267/TacI Кроличье Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q9Et35

Артикул: CM0006252

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD267/TACI (TNFRSF13B), валидировано для проточной цитометрии. Рецептор для APRIL и BAFF, ключевой в функции В-клеток и гуморальном иммунитете. Для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD267/TACI кроличье mAb
Примечания/Синонимы	TacI; 1200009E08Rik; CD267/TACI
Вид	Мышь
GeneID (человек)	23495
GeneID	57916
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 5-129 мышиного CD267/TACI (NP_067324.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET35
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Ледяной пакет