


Кроличье Моноклональное Антитело К Cd275 Для Вб, Ифа - O75144

Артикул: CM0005238



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD275 (B7H2/ICOSL). Валидировано для применений ВБ и ИФА, идеально подходит для исследований костимуляции Т-клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD275
Примечания/Алиасы	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Вид	Человек
ID гена (человек)	23308
ID гена	23308
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD275.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75144
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Айс-пакет