

Кроличье Поликлональное Антитело К Cd31/Ресam1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P16284

Артикул: CM0019027



введение

Кроличье поликлональное антитело против CD31/PECAM1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознает белок массой 83 кДа, критически важный для трансэндотелиальной миграции лейкоцитов, клеточной адгезии и фагоцитоза. Подходит для исследований в области сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD31/PECAM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Вид	Человек
GenelD (Человек)	5175
GenelD	5175
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 630-738 CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16284
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом