

Кроличье Раb Против Cd34 Для Вестерн1 Блоттинга - P28906

Артикул: CM0014361

введение

Поликлональное антитело к CD34 кролика, валидировано для Вестерн блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA на образцах человека и крысы. Подходит для исследований гемопоэза и адгезии стволовых клеток. 41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против CD34
Примечания/Альтернативные названия	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	947
GeneID	947
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-290 белка CD34 человека (NP_001020280.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом