

## Поликлональное Антитело Кролика К Cd4 Для Вб, Иф-П, Ифа — P01730

Артикул: CM0015716



### введение

Кроличье поликлональное антитело к CD4, валидированное для ВБ, ИФ-П, ИФА в образцах человека. Распознает гликопротеин поверхности Т-клеток CD4 — критический иммунный корецептор и рецептор ВИЧ. Идеально подходит для исследований в области иммунологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CD4 кролик pAb                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                |
| GeneID (человек)                   | 920                                                                                                    |
| GeneID                             | 920                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 26–207 белка CD4 (NP_000607.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                 |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                |
| Применение                         | ВБ, ИФ-П, ИФА                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                |
| SWISS                              | P01730                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 51 кДа                                                                                                 |
| Доставка                           | Холодовой пакет                                                                                        |