

Кроличыи Мат К Cd42В Для Wb, Ihc-P, Elisa - P07359

Артикул: CM0006872



введение

Кроличыи мАт к CD42b (SWISS: P07359), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Нацелены на альфа-цепь гликопротеина Ib тромбоцитов человека, участвующую в гемостазе. Идеальны для исследований биологии тромбоцитов и нарушений свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт к CD42b
Примечания/Псевдонимы	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha; CD42b
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2811
GeneID	2811
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-531 человеческого CD42b (NP_000164.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07359
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	Сумка-холодильник