

Моноклональное Кроличье Антитело К Cd43 Для Wb, If/Icc, Elisa — P16150

Артикул: CM0006971

введение

Моноклональное кроличье антитело к CD43, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA на образцах человека. Направлено против лейкозиалина — ключевого регулятора функций Т-клеток и рекрутинга лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD43 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; лейкозиалин
Вид	Человек
ID гена	6693
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 20-253 человеческого CD43 (NP_003114.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16150
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Хладоэлемент