


Поликлональное Кроличье Антитело Против Cd44 Для Wb, IHC-P, Elisa — P16070

Артикул: CM0014261



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CD44, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ELISA. Реагирует с мышиным CD44. Подходит для исследований клеточной адгезии, миграции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против CD44
Примечания/синонимы	IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44
Вид	Человек
GeneID (человек)	960
GeneID	960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-178 CD44 (NP_000601.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16070
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом