

Поликлональные Антитела К Cd53 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q61451

Артикул: CM0023622

введение

Кроличьи поликлональные антитела против мышинового CD53 (Ox-44, Tspan25) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на образцах мыши; идеально подходят для изучения функций тетраспанинов в развитии В-клеток, гоминге лимфоцитов и воспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD53 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Ox-44; Tspan25; CD53
Вид	Мышь
GeneID	12508
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 107-181 мышинового CD53 (NP_031677.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61451
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка-холодильник