


Cd59 Кроличья Поликлональная Антитело - P13987

Артикул: CM0023527



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD59 для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Нацелено на человеческий CD59 (SWISS: P13987, 14 кДа) с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным. Идеально подходит для исследования комплемента и разработки диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD59 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Вид	Человек
ID гена (Человек)	966
ID гена	966
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 26-128 человеческого CD59 (NP_001120695.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13987
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Аккумулятор холода