


Кроличья Рab К Cd66A/Ceacam1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P13688

Артикул: CM0022723



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого CEACAM1 (CD66a), протестированные в WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Изучайте регуляцию иммунных контрольных точек, клеточную адгезию и исследования в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD66a/CEACAM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	634
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-430 человеческого CEACAM1 (NP_001703.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13688
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент