

Кроличья Поликлональная Антитело К Cd7 - P09564

Артикул: CM0026805

введение

Кроличье поликлональное антитело к CD7, валидированное для ВБ, ПЦФ, ИФА. Реагирует перекрестно с Т-клеточным антигеном CD7 (GP40/TP41) человека и крысы. Идеально подходит для иммунологических исследований активации Т-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к CD7
Примечания/Альтернативные названия	GP40, TP41, Tr40, LEU-9, CD7
Вид	Человек
ID гена (человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-180 белка CD7 человека (NP_006128.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ПЦФ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом