


Cd70 Кролик Pab - P32970

Артикул: CM0018995



введение

Поликлональные антитела кролика против CD70, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с Human, Mouse, Rat. Подходят для изучения сигналинга CD70-CD27 в исследованиях иммунорегуляции и микроокружения опухоли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD70 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	970
GeneID	970
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-126 человеческого CD70 (NP_001243.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32970
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом