


Кроличья Моноклональная Антитела К Cd79A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Ифа — P11912

Артикул: CM0007249



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела к CD79a, валидированная для работы с образцами человека в вестерн-блоттинге, ИHC-P, IF/ICC, проточной цитометрии и ИФА. Детектирует альфа-цепь В-клеточного рецептора молекулярной массой 25 кДа (SWISS P11912), критически важную для сигнализации через BCR и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CD79a
Примечания/синонимы	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Вид	Человек
ID гена (человек)	973
ID гена	973
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 165-225 человеческого CD79a (NP_001774.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом