

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd79В Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — P40259

Артикул: CM0004829



введение

Кроличья моноклональная антитело к CD79В, валидированная для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным материалом. Подходит для исследований сигнализации В-клеточных рецепторов и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD79В кроличья мКА
Примечания/Синонимы	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Вид	Человек
GeneID (человек)	974
GeneID	974
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40259
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник