

Кроличье Поликлональное Антитело Cdc25C Для If/Icc, Elisa — P30307

Артикул: CM0017004



введение

CDC25C Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, направленное против фосфатазы 3 индуктора М-фазы. Подходит для исследования клеточного цикла и онкологических исследований на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC25C Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Вид	Человек
GeneID (человек)	995
GeneID	995
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30307
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С ледяным пакетом