


Кроличье Поликлональное Моноклональное Антитело Rabbit Polymab® К Cdk1/2 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493/P24941

Артикул: CM0006408



введение

CDK1/2 Rabbit PolymAb® — это рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на CDK1/CDK2, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими и мышиными белками. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK1/2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	983/1017
ID гена	983/1017
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-298 человеческого CDK1/2 (P24941)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06493/P24941
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом