


Моноклональное Кроличье Антитело К Cdk4 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P11802

Артикул: CM0006590



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CDK4 (PSK-J3). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Выявляет белок массой 34 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, онкологии и пути RB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к CDK4
Примечания/синонимы	CMM3; PSK-J3; CDK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1019
GeneID	1019
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-303 человеческого CDK4 (NP_000066.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11802
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Пакет со льдом