

Кроличье Поликлональное Антитело К Cdk4 [Валидировано Ko] Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, IF/ICC, IP, Elisa - P11802

Артикул: CM0020958



введение

Кроличье поликлональное антитело к CDK4, валидированное KO, для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Определяет CDK4 человека, мыши, крысы. Синтетический пептидный иммуноген (aa 204-303). Идеально для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье pAb к CDK4
Примечания/Альтернативные названия	СММ3; PSK-J3; K4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1019
GeneID	1019
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 204-303 CDK4 человека (NP_000066.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11802
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом