


Кроличья Поликлональная Антитело К Cdk5Rap3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Jb5

Артикул: CM0018565



введение

Кроличья поликлональная антитела против CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека; нацелена на 57 кДа адаптер уфмилирования и регулятор клеточного цикла; идеально подходит для исследований рециклинга рибосом и канцерогенного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK5RAP3, кроличья пАб
Примечания/алиасы	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	80279
ID гена	80279
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–300 человеческого белка CDK5RAP3 (NP_788276.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96JB5
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовой пакет