

Кроличье Поликлональное Антитело К Cdk9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50750

Артикул: CM0013116



введение

Кроличье поликлональное антитело против CDK9, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции транскрипции, клеточного цикла и модификации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK9 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1025
GeneID	1025
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-372 человеческого CDK9 (NP_001252.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В пакете со льдом