


Кроличье Поликлональное Антитело К Cdkn2A/P16Ink4A Для Wb, Elisa — P42771 / Q8N726

Артикул: CM0017794



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CDKN2A/p16INK4a, валидированное для WB и ELISA. Подходит для исследований клеточного цикла и супрессоров опухолей. Распознаёт несколько изоформ (8-17 кДа). Перекрёстно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CDKN2A/p16INK4a
Примечания/алиасы	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
Вид	Человек
GeneID (человек)	1029
GeneID	1029
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P42771/Q8N726
Молекулярная масса белка	8 кДа/11 кДа/12 кДа/13 кДа/16 кДа/17 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет